

Uživatelská příručka pro účastníky



IP67



Type B applied Part Symbol indicating that the surface of the product is specified as an applied part of Type B under ISO60601-1.

Provozní teplota: 0°C to 35°C Skladovací
teplota: -10°C to 45°C


Made in Ireland for:



The Realtime Building,
Clonsaugh Business &
Technology Park,
Dublin, D17 H262 Ireland

Americký dovozce Shimmer

82 Wendell Avenue, STE
100, Pittsfield, MA 01201
USA



FCC ID: 2AA9B10

FDA ID: Shimmer Research Inc: SHI72409


FDA ID: Shimmer Research Ltd: SHI87507






Jak nosit snímač Verisense IMU


Všichni účastníci musí nosit Verisense IMU
na svém nedominantním zápěstí.



Port USB musí směřovat ke kloubům.



Přizpůsobení by mělo být těsné a
přiléhající k zápěstí.



Pamatovat...

Verisense IMU se musí používat vždy.



Životnost baterie Verisense IMU je až šest
měsíců nepřetržitá - není třeba nabíjení.



Umístěte základnu

Základní stanice musí být připojena ke zdroji energie.



Základní stanice musí být připojena k
místní síti WIFI nebo mobilní síti.



Najděte místo pro svou základnu v místnosti,
kde strávíte alespoň hodinu denně.

