



Résztvevő Felhasználó Útmutató



IP67




Type B applied Part Symbol indicating that the surface of the product is specified as an applied part of Type B under ISO60601-1.

Üzemi hőmérséklet: 0°C to 35°C
Tárolási hőmérséklet: -10°C to 45°C
Made in Ireland for:



The Realtime Building,
Clonsaugh Business &
Technology Park,
Dublin, D17 H262 Ireland

USA importőr:
Shimmer Research Inc.
82 Wendell Avenue, STE
100 ,Pittsfield, MA 01201
USA



FCC ID: 2AA9B10

FDA ID:Shimmer Research Inc: SHI72409


FDA ID:Shimmer Research Ltd: SHI87507






Hogyan kell viselni a Verisense IMU szenzor


Minden résztvevőnek viselnie kell a Verisense IMU-t a nem domináns csuklóján.



A USB portnak a csuklótól elfele, az ujjak felé kell néznie



A fitnek szorosnak kell lennie és szorosan kell illeszkedni a csuklójához.



Ne feledje...

A Verisense IMU-t mindig viselni kell.



A Verisense IMU akár hat hónap folyamatos akkumulátor-élettartammal rendelkezik - nem igényel töltést.



Helyezze el a bázisállomást

A bázisállomást csatlakoztatni kell az áramforráshoz.



A bázisállomást csatlakoztatni kell a helyi WIFI-hez vagy mobilhálózathoz.



A bázisállomás számára találjon helyet egy olyan helyiségben, ahol naponta legalább egy órát tölt.

