



Note/Istruzioni

Verisense
IMU

Guida all'uso per Partecipanti



IP67



Parte applicata di tipo B Simbolo che indica che la superficie del prodotto è specificata come parte applicata di tipo B ai sensi ISO60601-1.



Temperatura di esercizio: 0°C to 35°C
Temperatura di conservazione: -10°C to 45°C

Made in Ireland for:



The Realtime Building,
Clonshaugh Business &
Technology Park,
Dublin, D17 H262 Ireland

Importatore USA:

Shimmer Research Inc.
82 Wendell Avenue, STE
100 ,Pittsfield, MA 01201
USA



FCC ID: 2AA9B10


FDA ID:Shimmer Research Inc: SH72409

FDA ID:Shimmer Research Ltd: SH87507




Come indossare il sensore Verisense IMU


Tutti i partecipanti devono indossare il Verisense IMU sul polso non dominante.



La porta USB deve guardare verso le nocche.



Andrebbe indossato stretto e comodo contro il polso.



Il Verisense IMU deve essere indossato sempre.



La batteria del Verisense IMU dura fino a 6 mesi - non richiede sostituzione.



Base Station

La Base Station deve essere collegata a una presa elettrica.



La Base Station deve essere collegata alla rete Wi-Fi locale o alla rete del cellulare.



Trova un posto alla tua Base Station in una stanza dove trascorri almeno un'ora al giorno.

