



参加者 ユーザー ガイド



IP67



Type B applied Part Symbol indicating that the surface of the product is specified as an applied part of Type B under ISO60601-1.

動作温度: 0°C to 35°C
保存温度: -10°C to 45°C

Made in Ireland for:



The Realtime Building,
Clonshaugh Business &
Technology Park,
Dublin, D17 H262 Ireland

アメリカ合衆国の輸入業者

Shimmer Research Inc.
82 Wendell Avenue, STE
100 ,Pittsfield, MA 01201
USA



FCC ID: 2AA9B10

FDA ID:Shimmer Research Inc: SHI72409


FDA ID:Shimmer Research Ltd: SHI87507






ベリセンスMU センサーの装着方法


参加者全員が、ベリセンスIMU
利き腕でない腕の手首に装着しなければなりません



USBポートは、拳骨側（手のひらの逆側）
に向けなければなりません



手首にしっかり、
ぴったりとフィットする必要があります



お忘れなく…

ベリセンスIMUは、
常時装着しなければなりません。



ベリセンスIMUの
連続バッテリー寿命は最長6カ月です
- 充電は不要です



ベースステーションの配置

ベースステーションは、
電源に接続しなければなりません



ベースステーションは、
ローカルWi-Fiまたは携帯ネット
ワークに接続しなければなりません



1日に最低でも1時間は過ごす部屋に、
ベースステーションを配置してください

